

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00372

Срок действия с 04 апреля 2025 г. по 03 апреля 2027 г.

№ 0050813

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

[www.rcb-c.ru](http://www.rcb-c.ru); адрес электронной почты: [info@rcb-c.ru](mailto:info@rcb-c.ru); +7(985) 415-80-93

### ПРОДУКЦИЯ

Тележки для перевозки больных в вариантах исполнения:

по ТУ 32.50.50-009-47272295-2018

Модели согласно приложениям на 2 листах,

бланки №№ 0027795, 0027796

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.п. 5.2.29 - 5.2.31.

КОД ОК

32.50.50.190

КОД ТН ВЭД

9402 90 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2022-NSP-07-2039 от 28.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией ООО "НИИСЕРТ" (РОСС RU.32438.04РСТ0.002)

Регистрационного удостоверения № РЗН 2019/8235 от 26 марта 2025 года,

выданного Федеральной службой в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

Подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027795

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00372

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.50.190	<p>Тележки для перевозки больных в вариантах исполнения: МД ТБЛ, МД ТБН, МД ТБЛ-01, МД ТБЛ-02, МД ТБН-01, МД ТБЛ-03, МД ТБА-01 по ТУ 32.50.50-009-47272295-2018:</p> <p>1. Тележка для перевозки больных МД ТБЛ в составе:</p> <p>1.1. Рама - 2 шт.;</p> <p>1.2. Связь - 2 шт.;</p> <p>1.3. Ложе - 1 шт.;</p> <p>1.4. Кронштейн ограждения левый - 2 шт.;</p> <p>1.5. Кронштейн ограждения правый - 2 шт.;</p> <p>1.6. Упор ограждения - 2 шт.;</p> <p>1.7. Ограждение - 2 шт.;</p> <p>1.8. Отбойник - 4шт.;</p> <p>1.9. Колесо с тормозом - 2шт.;</p> <p>1.10. Колесо - 2шт.;</p> <p>1.11. Комплект фурнитуры - 1 шт.;</p> <p>1.12. Штатив - 1 шт. (при необходимости);</p> <p>1.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;</p> <p>2. Тележка для перевозки больных МД ТБН в составе:</p> <p>2.1 Рама - 2 шт.;</p> <p>2.2 Связь - 2 шт.;</p> <p>2.3 Носилки - 1 шт.;</p> <p>2.4 Комплект фурнитуры - 1 шт.;</p> <p>2.5 Матрас универсальный НПВ 2513 - 1 шт. (при необходимости);</p> <p>2.6 Колесо с тормозом - 2шт.;</p> <p>2.7 Колесо - 2шт.;</p> <p>2.8 Руководство по эксплуатации - 1 шт.;</p> <p>3. Тележка для перевозки больных МД ТБЛ-01 в составе:</p> <p>3.1 Основание в сборе с ложем - 1 шт.;</p> <p>3.2 Педаль - 2 шт.;</p> <p>3.3 Ограждение - 2 шт.;</p> <p>3.4 Комплект фурнитуры - 1 шт.;</p> <p>3.5 Отбойник - 4шт.;</p> <p>3.6 Колесо с тормозом - 2шт.;</p> <p>3.7 Колесо - 2шт.;</p> <p>3.8 Штатив - 1 шт. (при необходимости);</p> <p>3.9 Руководство по эксплуатации - 1 шт.;</p>	ТУ 32.50.50-009-47272295-2018

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027796

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00372  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.50.190	4. Тележка для перевозки больных МД ТБЛ-02 в составе: 4.1 Основание в сборе с ложем - 1 шт.; 4.2 Педаль - 2 шт.; 4.3 Ограждение - 2 шт.; 4.4 Комплект фурнитуры - 1 шт.; 4.5 Отбойник - 4шт.; 4.6 Колесо с тормозом - 2шт.; 4.7 Колесо - 2шт.; 4.8 Штатив - 1 шт. (при необходимости); 4.9 Держатель баллона - 1 шт. (при необходимости); 4.10 Корзина - 1 шт. (при необходимости); 4.11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.; 5. Тележка для перевозки больных МД ТБЛ-03 в составе: 5.1 Основание в сборе с ложем - 1 шт.; 5.2 Педаль - 2 шт.; 5.3 Ограждение - 2 шт.; 5.4 Комплект фурнитуры - 1 шт.; 5.5 Отбойник - 4шт.; 5.6 Колесо с тормозом - 2шт.; 5.7 Колесо - 2шт.; 5.8 Штатив - 1 шт. (при необходимости); 5.9 Держатель баллона - 1 шт. (при необходимости); 5.10 Корзина - 1 шт. (при необходимости); 5.11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.; 6. Тележка для перевозки больных МД ТБЛ-01 в составе: 6.1 Рама - 2 шт.; 6.2 Связь - 2 шт.; 6.3 Носилки - 1 шт.; 6.4 Комплект фурнитуры - 1 шт.; 6.5 Матрац универсальный НПВ 1513 - 1 шт. (при необходимости); 6.6 Колесо с тормозом - 2шт.; 6.7 Колесо - 2шт.; 6.8 Руководство по эксплуатации - 1 шт.; 7. Тележка для перевозки больных МД ТБА-01 в составе: 7.1 Основание в сборе - 1 шт.; 7.2 Носилки мягкие - 1шт.; 7.3 Штатив - 1 шт. (при необходимости); 7.4 Отбойник - 4 шт.; 7.5 Колесо с тормозом - 2шт.; 7.6 Колесо - 2шт.; 7.7 Руководство по эксплуатации - 1 шт.	ТУ 32.50.50-009-47272295-2018

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев  
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев  
инициалы, фамилия

